

LES AIDES A L'ALLAITEMENT DE MEDELA CALQUÉES SUR L'EXEMPLE DE LA NATURE



CATALOGUE 2010

medela 

Les aides à l'allaitement de Medela, car le lait maternel est la meilleure alimentation pour un nouveau-né

La nature a tout prévu pour les bébés, même si, parfois, elle a besoin d'un petit coup de pouce. Dans ce cas, mamans et bébés peuvent compter sur nous. Le lait maternel est l'alimentation idéale du nourrisson, car il contient tout ce dont celui-ci a besoin pour se développer harmonieusement. C'est pourquoi l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les sages-femmes, les consultantes en lactation et les pédiatres, recommandent de nourrir le bébé durant les 6 premiers mois exclusivement avec du lait maternel.

Chez Medela, nous désirons soutenir la mère et l'enfant, au cours de cette période, de la manière la plus naturelle et optimale possible. Nos propres idées associées à d'autres suggestions, des programmes de tests exhaustifs et l'expérience de milliers de mères, nous ont aidé à développer notre gamme d'aides à l'allaitement et à la perfectionner.

Une technologie unique, l'expression à deux phases

C'est l'unique technologie basée sur la recherche et intégrée aux tire-laits pour imiter le rythme naturel de succion du bébé. L'association unique d'une phase de stimulation rapide et d'une phase d'expression plus lente rend l'expression du lait particulièrement douce, confortable et efficace.

Une aide disponible en tout temps

Les tire-laits Medela constituent une aide idéale aussi bien à l'hôpital qu'à la maison, en déplacement ou au travail. Par exemple, en cas de production de lait trop importante ou insuffisante, d'engorgement, de mamelons sensibles ou irrités, de difficultés de succion chez l'enfant, pendant une séparation de la mère et de l'enfant ou lorsqu'il est nécessaire de stimuler la production de lait après une interruption temporaire de l'allaitement. Ils sont aussi indispensables pour vous apporter plus de confort dans votre vie quotidienne en vous permettant d'effectuer des réserves de lait.

Simplicité et hygiène

Les tire-laits Medela répondent aux plus hautes exigences en matière d'hygiène. Tous les accessoires au contact du lait maternel peuvent être stérilisés en autoclave ou portés à l'ébullition. Ils sont résistants au lave-vaisselle. Ils peuvent également être nettoyés à domicile en utilisant les sachets de stérilisation Quick Clean.

sans
bisphénol-A

Des produits garantis depuis toujours sans Bisphénol-A

Face aux réactions consécutives sur l'éventuelle toxicité du Bisphénol A, MEDELA souhaite souligner que ce composé chimique n'est jamais utilisé dans aucun de ses produits et accessoires pour l'allaitement maternel : tire-laits, biberons,.....

Prenant acte du risque sanitaire éventuel associé au BPA, Medela a depuis toujours adopté un principe de substitution : ses produits sont intégralement conçus en polypropylène, polymère garanti sans bisphénol-A.

Présent dans de très nombreuses matières plastiques, le BPA est soupçonné de se mélanger à l'aliment, de se loger sur les récepteurs d'hormones d'oestrogènes, pouvant perturber le système hormonal. Dans ce contexte, les contenants en plastique destinés au nourrisson (tire-laits, biberons) seraient ciblés : le système immunitaire des enfants en bas âge étant particulièrement exposé à cette toxicité.

Pour ces raisons, MEDELA qui développe ses produits en étroite collaboration avec des équipes scientifiques de renommée internationale, a toujours fait le choix de la sécurité : en témoigne l'aspect du matériau plastique utilisé pour ses tire-laits et biberons : d'une moindre transparence que les polymères dans lesquels intervient le BPA.

TABLE DES MATIERES

Le tire-lait Symphony pour hôpitaux et location	4
Le tire-lait Lactina pour hôpitaux et location	5
Les Lactabase	6
Les options pour le Symphony	10
Les options pour le Lactina	11
Les tire-laits manuels - Expression manuelle	12
Les tire-laits électriques à usage personnel	13
Le choix de la téterelle	14
Les téterelles	15
Stérilisation	16
Recueil et conservation	17
Soins des mamelons	18
Les aides spéciales	19

Pièces détachées :

De base	20
Pour sets Lactina et Symphony	21
Pour Mini-Electric et Harmony	21
Pour SoftCup, SpecialNeeds et SNS/DAL	22

TIRE-LAIT ELECTRIQUE SYMPHONY POUR HOPITAUX ET LOCATION

024.0101 Symphony secteur

Le tire-lait révolutionnaire issu des derniers résultats de la recherche :

Premier et unique tire-lait avec un programme d'aspiration à 2 phases
(phase de stimulation et phase d'extraction)
Commande par un bouton unique, affichage à cristaux liquides
Système de protection unique contre le reflux - 100% hygiénique
Carte de programmation pour adaptation future au fur et à mesure de l'avancée
des recherches
Totalement silencieux, couleur jaune clair
Peut être utilisé en simple ou double pompage

**Livré avec porte-biberons et carte de programmation, protège carte et cordon,
mais sans set d'accessoires**
Garantie 3 ans



024.0201 Symphony secteur / batterie

Mêmes caractéristiques que ci-dessus mais en version secteur / batterie

**Livré avec porte-biberons et carte de programmation, protège carte et cordon,
mais sans set d'accessoires**
Garantie 3 ans

ACCESSOIRES POUR SYMPHONY EN BOITE

800.0567 Set d'accessoires simple pour Symphony

Composé de :

Téterelle	Capuchon pour biberon
Valve complète	Biberon transparent 150 ml
Tuyau silicone	Disque de fermeture
Bague de fermeture	Capsule/Membrane

Livré complet en boîte carton
CONDITIONNEMENT PAR 10



sans
bisphénol-A

800.0561 Set d'accessoires double pour Symphony

Même composition que ci-dessus en double exemplaire

Livré complet en boîte carton
CONDITIONNEMENT PAR 5



sans
bisphénol-A

TIRE-LAIT ELECTRIQUE LACTINA POUR HOPITAUX ET LOCATION

016.2018 Lactina Electric Plus

Le tire-lait électrique idéal pour l'usage en hôpitaux cliniques et à domicile.
Hygiène assurée : aucun contact entre le lait maternel et le système d'aspiration,
compact, léger et silencieux.
Respecte le rythme physiologique de succion du bébé
(50 cycles par minute, entièrement automatique)
Réglage individuel de la force d'aspiration, couleur bleue.

Livré sans set d'accessoires

Garantie 3 ans



016.2014 Lactina Select

Mêmes caractéristiques que ci-dessus avec en supplément
Vitesse réglable : 40-60 cycles par minute

Livré sans set d'accessoires

Garantie 3 ans



ACCESSOIRES POUR LACTINA EN BOITE

800.0163 LACTASET simple pour Lactina

Set d'accessoires simple pour Lactina
Utilisable en tire-lait manuel et transformable en Mini Electric
avec le set de complément (800.0188)

Livré complet en boîte carton

CONDITIONNEMENT PAR 10



800.0391 LACTASET double pour Lactina

Lactaset double pompage pour Lactina
Utilisable en tire-lait manuel et transformable en Mini Electric
avec le set de complément (800.0188)

Livré complet en boîte carton

CONDITIONNEMENT PAR 5



Accessoires pour Symphony version sachets

800.0695 LACTABASE PAS DE VIS UNIVERSELS

800.0608 CAPSULE + MEMBRANE

Livrés en sachet

sans
bisphénol-A




Certaines pièces sont communes aux tire-laits Lactina et Symphony. **Les lactabase permettent de composer des sets d'accessoires simple ou double pompage.** Pour plus de flexibilité dans la gestion de vos stocks, nous proposons donc des versions sous sachets.

Simple pompage




+



Description
Référence

Lactabase pas de vis universel
800.0695

Membrane + capsule
800.0608




Double pompage

2x



+


2x



Description
Référence

Lactabase pas de vis universel
800.0695

Membrane + capsule
800.0608




Accessoires pour Lactina sous sachets

800.0695 LACTABASES PAS DE VIS UNIVERSELS

800.0609 PISTON/CYLINDRE

Livrés en sachet

sans
bisphénol-A



Certaines pièces sont communes aux tire-laits Lactina et Symphony. **Les lactabase permettent de composer des sets d'accessoires simple ou double pompage.** Pour plus de flexibilité dans la gestion de vos stocks, nous proposons donc des versions sous sachets.

Simple pompage




+



Description
Référence

Lactabase pas de vis universel
800.0695

Kit de transformation en tire-lait manuel
800.0609




Double pompage

2x



+


1x



Description
Référence

Lactabase pas de vis universel
800.0695

Kit de transformation en tire-lait manuel
800.0609




Livré en sachet


Pour s'adapter aux besoins de certaines collectivités, nous proposons une version sans biberon. (nous consulter)



Simple pompage




+



Description
Référence

Lactabase pas de vis français
800.0693


Membrane + capsule
800.0608




Double pompage

2x

2x




+



Description
Référence


Lactabase pas de vis français
800.0693

Membrane + capsule
800.0608




Livré complet en sachet

Pour s'adapter aux besoins de certaines collectivités, nous proposons une version sans biberon. (nous consulter)




Simple pompage



Description
Référence

Lactabase pas de vis français
800.0693


Kit de transformation en tire-lait manuel
800.0609



Double pompage

2x

1x



Description
Référence

Lactabase pas de vis français
800.0693

Kit de transformation en tire-lait manuel
800.0609




OPTIONS POUR LE SYMPHONY

600.0832 Pied à roulettes



810.0552 Porte-biberons



600.0973 Valise de transport pour Symphony

En plastique rigide de couleur grise



600.0816 Protection carte et cordon d'alimentation



819.0115 Carte de programmation en Français Version 2



928.1017 Câble allume-cigare pour Symphony

OPTIONS POUR LE LACTINA

800.0809 Valise de transport pour Lactina

En plastique rigide de couleur bleue



600.0290 Pied support 5 roues

928.7001 Câble allume-cigare pour Lactina

TIRE-LAITS MANUELS

005.2019 Tire-lait Manuel Harmony

Premier et unique tire-lait manuel doté de l'expression à 2 phases, qui imite par pompage en deux modes distincts le rythme de succion du bébé. Conçu pour provoquer le réflexe d'éjection du lait et permettre un débit plus rapide.

Fourni avec la Téterelle SoftFit "aide au massage aréolaire " pour un confort maximal, et une téterelle plus rigide selon la sensibilité de la maman.

Livré complet

CONDITIONNEMENT PAR 5



005.0075 Tire-lait Manuel à piston

Idéal pour les utilisations de courte durée.

A chaque mouvement du piston, le lait coule jusqu'à ce que le vide s'interrompe automatiquement. Réglage précis de la force de succion. Montage, démontage et nettoyage facile. Transformable en Mini Electric avec le set de complément (800.0188)

Livré complet

CONDITIONNEMENT PAR 5



EXPRESSION MANUELLE

008.0023 Coupe d'allaitement

Sa forme large et arrondie est idéale pour recueillir le lait exprimé à la main. En outre, très pratique et hygiénique, car le lait s'écoule directement dans le biberon

Livrée complète en boîte carton.



TIRE-LAITS ELECTRIQUES A USAGE PERSONNEL

006.2002 Tire-lait Mini Electric

Tire-lait assurant un confort d'utilisation optimal en toutes circonstances, à la maison comme en déplacement. Système unique entièrement automatique fonctionnant sur piles (non fournies) ou sur secteur et s'utilisant d'une seule main. L'obtention rapide du vide permet une extraction efficace et toute en douceur.

Livré complet sans pile avec l'adaptateur secteur.

Garantie 6 mois

CONDITIONNEMENT PAR 5



sans
bisphénol-A

012.2002 Tire-lait Mini Electric Plus

Idéal pour exprimer rapidement du lait à la maison ou en déplacement.

Fonctionne sur pile (non fournies) ou sur secteur avec un set simple ou double pompage. Livré avec un set double pompage et l'adaptateur secteur.

Garantie 1 an

CONDITIONNEMENT PAR 5



sans
bisphénol-A



Les tire-laits de la nouvelle génération bénéficient désormais de la technologie 2-Phase Expression

030.0001 Tire-lait Swing

Tire-lait électrique qui s'adapte parfaitement aux besoins quotidiens d'une maman dynamique. Idéal pour un pompage occasionnel ou fréquent – pratique, moderne et silencieux. Possède le système de 2-Phase Expression®, technologie unique basée sur la recherche et adaptée aux tire-laits afin d'imiter le rythme naturel de succion du bébé.

Fonctionne sur piles (non fournies) ou sur secteur.

Comprend une tétérèlle SoftFit assurant un massage doux.

Livré complet avec l'adaptateur secteur.

Garantie 1 an



sans
bisphénol-A

800.0714 Tire-lait Pump In Style Advanced

Grâce à ce tire-lait électrique fourni avec un sac à dos très pratique, la maman active est parfaitement équipée pour tirer son lait – en tout temps, en tout lieu, chaque jour. Idéal pour un usage fréquent et prolongé.

Possède le système de 2-Phase Expression®, technologie unique basée sur la recherche et adaptée aux tire-laits afin d'imiter le rythme naturel de succion du bébé - Pompage simple ou double - Tétérèlle SoftFit assurant un massage doux - Unité moteur et sac réfrigérant amovibles. Fonctionnement sur secteur ou avec piles (non fournies) - **Garantie 1 an**



sans
bisphénol-A

042.0000 Tire-lait Free Style

Le Freestyle est conçu pour les mères actives. Il offre la possibilité du double pompage. Il permet ainsi de gagner du temps et de répondre aux besoins d'une plus grande liberté d'expression. Ce tire-lait attrayant est particulièrement adapté pour une utilisation fréquente, et permet aussi de maintenir la production de lait sur le long terme. Possède le système de 2-Phase Expression®, technologie unique basée sur la recherche et adaptée aux tire-laits afin d'imiter le rythme naturel de succion du bébé. Option mains-libres

Garantie 1 an




sans
bisphénol-A

Medela France Sarl
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes CEDEX

Standard : 01.69.16.10.30
Allaitement : 01.69.16.10.29
Fax : 01.69.16.10.32

allaitement@medela.fr
www.medela.fr

medela



Une tétérèlle à la bonne taille :

- Évite la compression totale ou partielle des canaux galactophores
- Le sein est vidé de façon optimale avec une efficacité maximale
- Le lait s'écoule confortablement. Sa production est assurée
- Les traumatismes du mamelon sont évités


Comment choisir ?

1. Placer le mamelon au centre de l'embout de la tétérèlle.


2. Mettre le tire-lait en marche et vérifier les points suivants :

- Le mamelon bouge-t-il librement dans l'embout (ou tunnel) de la tétérèlle ?
- Est-ce qu'une petite partie de l'aréole (maximum 3 mm), voire aucune, s'étire dans l'embout de la tétérèlle ?
- Observez-vous un mouvement doux et rythmé du sein à chaque cycle d'aspiration ?
- La maman sent-elle son sein se vider de manière homogène pendant toute l'expression ?
- Les mamelons sont-ils indolores ? Ils ne doivent pas blanchir ni présenter d'irritations.
- L'expression est-elle confortable ?


Si une maman répond « non » à l'une des questions ci-dessus, elle aura besoin d'une autre taille selon les cas suivants :



La tétérèlle est trop petite



La tétérèlle est trop grande



La tétérèlle est trop grande

LES TETERELLES

TETERELLES PERSONALFIT + CONNECTEUR

008.0033 Téterelle Personalfit 21 mm Taille S

008.0034 Téterelle Personalfit 24 mm Taille M

008.0035 Téterelle poitrine généreuse Personalfit 27 mm Taille L

008.0036 Téterelle poitrine généreuse Personalfit 30 mm Taille XL

008.0037 Téterelle poitrine généreuse Personalfit 36 mm Taille XXL



Remarque : Les tailles font référence au diamètre du mamelon

CONDITIONNEMENT PAR 5

810.0131 Téterelle pas de vis universel

810.0491 Téterelle pas de vis français

Existent uniquement en diamètre 24mm (en une seule pièce)



810.0062 Réducteur de téterelle 24/21 mm

Permet de transformer une téterelle 24 mm en 21 mm



800.0217 Téterelle Confort

Cette téterelle en silicone très souple s'adapte sur tous les tire-laits Medela et permet une extraction du lait tout en douceur.

Particulièrement recommandée pour les poitrines sensibles ou produisant peu de lait.

Livrée en boîte carton



NETTOYAGE ET STERILISATION

A LA MAISON

Il est impératif de rincer biberon + valve complète + tétérrelle après chaque utilisation. Ensuite selon vos préférences et vos habitudes vous pouvez :

- ⇒ Utiliser les **sachets Quick Clean**
- ⇒ Passer les pièces au lave-vaisselle
- ⇒ Les porter à ébullition une dizaine de minutes. L'eau doit recouvrir toutes les pièces.
- ⇒ Les plonger dans une stérilisation à froid (Milton, Solustéril,...).

Nettoyer les autres pièces plus périodiquement de la même manière.

Après nettoyage, sécher les différentes pièces sur un linge propre.

Toujours s'assurer du remontage correct des pièces. Une membrane mal positionnée sur le corps de valve peut engendrer des perturbations lors de l'extraction du lait.

Ne jamais laisser sécher le lait. Sinon, laisser tremper les pièces jusqu'à disparition complète des dépôts.

008.0040 Quick Clean - sachets pour micro ondes

20 utilisations par sachet soit 100 utilisations par boîte

Nettoyage rapide et efficace de vos accessoires en toute sécurité. Elimination de 99.9% des germes communs. Remplir le sachet de 60 ml d'eau et passer aux micro-ondes environ 3 minutes pour une désinfection vapeur. Chaque sachet est réutilisable 20 fois .

CONDITIONNEMENT PAR 10



EN MILIEU HOSPITALIER

1 - Quelles pièces doivent être autoclavées ? Les pièces suivantes nécessitent un passage régulier et impératif à l'autoclave entre deux patientes : Tétérrelle, Valve complète (Corps de valve + membrane), Biberon, Disque, Bague, Capuchon, Tuyaux avec adaptateur.

2 - Les autres pièces : Elles n'ont besoin d'être autoclavées qu'en cas de débordement de lait sinon elles ne sont pas en contact avec le lait maternel. Une décontamination entre deux patientes suffit.

Les produits de décontamination conseillés sont les solutions de bain froid, tels que : SOLUSTERIL, MILTON, ANIOSYME (0,5 % diluée dans 5 litres d'eau)

3 - Remarques importantes : Quelle que soit la solution utilisée une bonne dilution et une bonne répartition du produit sont absolument nécessaires afin d'éviter toute différence de concentration.

Préalablement à l'autoclave ou la désinfection, il convient de rincer soigneusement toutes les pièces. L'eau savonneuse ou le lave vaisselle peuvent également être utilisés. Ne jamais laisser sécher le lait. Sinon, laisser tremper les pièces jusqu'à disparition complète des dépôts.

4 – Les cycles d'autoclavage : Les cycles d'autoclavage convenant le mieux aux pièces précitées sont : 20 minutes à 121°C ou 3 minutes à 134°C. **Toutes les pièces doivent être démontées. Vous pouvez si vous le souhaitez augmenter le cycle à 18 minutes – 134°C.**

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT, SE REFERER AU LIVRET « MODE D'EMPLOI ».

RECEUIL ET CONSERVATION

008.0315 Sachets de conservation Pump and Save

Ces sachets sont spécialement conçus pour recueillir directement le lait maternel et s'adaptent sur tous les tire-laits Medela. Vous pouvez conserver au réfrigérateur (environ 48 heures), au freezer (2 à 3 semaines) ou congeler (environ 3 mois) le lait maternel. Ils offrent une possibilité de stockage sûre et hygiénique tout en préservant les qualités nutritionnelles du lait. Munis d'une fermeture à zip et d'un fond préformé pour une meilleure stabilité. Contenance 150 ml. Livrés en boîte carton de 20 sachets.

CONDITIONNEMENT PAR 5



sans
bisphénol-A

800.0796 Lot de 3 biberons 150 ml

Nouveaux biberons de forme arrondie avec logo Medela.

Les biberons de recueil Medela permettent de conserver le lait maternel et s'adaptent directement sur tous les tire-laits Medela.

Livré en boîte carton comprenant :

3 biberons de 150ml, 3 bagues, 3 disques de fermeture (sans capuchons).

CONDITIONNEMENT PAR 5



sans
bisphénol-A

200.0597 Biberon 150 ml + tétine débit faible

Nouveaux biberons de forme arrondie avec logo Medela.

Les biberons de recueil Medela permettent de conserver le lait maternel et s'adaptent directement sur tous les tire-laits Medela.

1 biberon 150 ml + 1 bague + 1 disque de fermeture + 1 capuchon + 1 tétine S

CONDITIONNEMENT PAR 10



sans
bisphénol-A

200.1659 Lot de 2 biberons 250 ml

Nouveaux biberons de forme arrondie avec logo Medela.

Les biberons de recueil Medela permettent de conserver le lait maternel et s'adaptent directement sur tous les tire-laits Medela.

2 biberon 250 ml + 2 bagues + 2 disques de fermeture

CONDITIONNEMENT PAR 5



sans
bisphénol-A

200.1658 Biberons 250 ml + tétine débit moyen

Nouveaux biberons de forme arrondie avec logo Medela.

Les biberons de recueil Medela permettent de conserver le lait maternel et s'adaptent directement sur tous les tire-laits Medela.

1 biberon 250 ml + 1 bague + 1 disque de fermeture + 1 capuchon + 1 tétine M

CONDITIONNEMENT PAR 10



sans
bisphénol-A

200.0601 Lot de 2 tétines S débit faible

200.0603 Lot de 2 tétines M débit moyen

Tétines en silicone

CONDITIONNEMENT PAR 20



sans
bisphénol-A

200.0625 Sac de transport réfrigérant City Style

Sac de transport pour conserver le lait au frais. Conçu pour recevoir les tire-laits Swing, Harmony, Mini-Electric ou Mini-Electric Plus. De couleur noire, il est simple et discret. Livré avec 4 biberons, 4 bouchons à vis et un bloc réfrigérant.

CONDITIONNEMENT PAR 3



sans
bisphénol-A

Medela France Sarl
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes CEDEX

Standard : 01.69.16.10.30
Allaitement : 01.69.16.10.29
Fax : 01.69.16.10.32

allaitement@medela.fr
www.medela.fr

medela 

SOINS DES MAMELONS

008.0230 Protège-mamelons

Protègent les mamelons irrités ou crevassés et favorisent la cicatrisation grâce à une circulation optimale de l'air. Dos en silicone souple pour un port agréable et invisible.

Livrés par paire en boîte carton

CONDITIONNEMENT PAR 5



008.0239 Coupelles recueil-lait

Permettent de recueillir les écoulements de lait et de protéger les vêtements. Forme anatomique et dos en silicone pour un port confortable et invisible. Bec verseur intégré permettant de vider le lait recueilli. Livrées par paire en boîte carton

CONDITIONNEMENT PAR 5



008.0237 Coussinets lavables

Absorbent les écoulements de lait et protègent les vêtements.

Doux, absorbants et aérés : intérieur coton, extérieur dentelle fine. Forme arrondie, très confortable, convenant à toutes les poitrines. Peuvent être lavés en machine à 60°.

Livrés par 4 en boîte carton

CONDITIONNEMENT PAR 5



Bouts de sein + boîte de transport

200.1625 - Petit modèle 14 mm (S)

200.1593 - Taille moyenne 20 mm (M)

200.1630 - Grand modèle 24 mm (L)

Dans tous les cas suivants, les bouts de seins Contact sont conseillés pour une utilisation temporaire et de courte durée pour éviter une mauvaise stimulation du sein à moyen terme. Pour soulager les mamelons crevassés ou douloureux. Pour aider le bébé à téter avec des mamelons ombiliqués. Utilisés lors d'une transition gavage/sein ou biberon/sein. Pour faciliter la tétée en présence d'un réflexe d'éjection trop fort. Livrés par paire avec boîte de rangement sous blister – ou en vrac sans boîte de rangement (nous contacter) - **CONDITIONNEMENT PAR 5**



008.0249 Coussinets à usage unique

Vendus par boîtes de 30 pièces. Absorbent les fuites de lait tout en gardant les mamelons au sec. Une bande adhésive maintient le coussinet en place

Forme anatomique - Port naturel et confortable

CONDITIONNEMENT PAR 6



008.0006 Crème Purelan 100 – Tube de 37g

Crème naturelle, 100% lanoline pour le soin et la protection des mamelons sensibles. Sans additif ni conservateur, n'a pas besoin d'être retirée avant la tétée.

CONDITIONNEMENT CARTON DE 50

Existe également : **800.0699 Crème Purelan 100 – Tube de 7g**



008.0052 Compresse hydrogel

Les compresses hydrogel permettent de soulager les mamelons irrités ou traumatisés par la succion de bébé.

C'est un complément idéal de la crème naturelle et hypoallergénique PureLan.

Livrées par boîte de 4

CONDITIONNEMENT PAR 10



Medela France Sarl
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes CEDEX

Standard : 01.69.16.10.30
Allaitement : 01.69.16.10.29
Fax : 01.69.16.10.32

allaitement@medela.fr
www.medela.fr

medela

LES AIDES SPECIALES

008.0228 Forme-mamelons

Préparent les mamelons plats ou ombiliqués à la période d'allaitement en exerçant en continu une légère pression sur l'aréole. La texture souple du silicone s'adapte parfaitement à la forme du corps, garantissant un grand confort de port et une totale discrétion.

Livrés par paire en boîte carton

CONDITIONNEMENT PAR 5



008.0112 Biberon SpecialNeeds tétine

Le biberon SpecialNeeds Tétine a été spécialement conçu pour les bébés rencontrant des problèmes de succion (fente labiopalatine, syndrome de Pierre Robin, syndrome de Down) ou affaiblis après une opération. Livré avec 2 tétines. Quantité et débit très facilement réglables.

Livré en boîte carton

CONDITIONNEMENT PAR 5



sans
bisphénol-A

800.0399 Biberon-tasse SoftCup

Alternative à la tasse permettant de nourrir facilement le nouveau-né en cas de problèmes de succion ou de nécessité de le compléter.

L'embout souple, en forme de cuillère, repose tout doucement sur la lèvre du bébé, réduisant les risques de renversement, et se remplit automatiquement. Pas de risque de confusion sein / tétine.

Livré en boîte carton

CONDITIONNEMENT PAR 5



sans
bisphénol-A

009.0003 Système de Nutrition Spécial (SNS)

Idéal pour nourrir l'enfant au sein avec un apport alimentaire extérieur (lait maternel, complément nutritionnel...).

Dans le cas de bébés prématurés, trop faibles pour téter, souffrant d'une fente labio-palatine ou, pour stimuler naturellement la production de lait après une interruption de l'allaitement et réhabituer le bébé au sein.

Livré en boîte carton



sans
bisphénol-A

800.0507 Gobelet à usage unique

Un moyen efficace d'administrer du lait maternel au bébé lorsque l'allaitement au sein est momentanément impossible.

Evite la confusion sein / tétine.

Contrôle de la quantité de lait absorbé grâce aux graduations.

Sa prise aisée et sa forme bien étudiée protègent des risques de renversement.

Livré sous sachet plastique par lot de 10



008.0027 Embout de seringue FingerFeeder

Embout souple en silicone adaptable sur seringue.

Permet d'administrer de petites quantités de lait au bébé.

Peut également s'utiliser pour contrôler les capacités de succion du bébé

Livré sous sachet plastique par lot de 5



PIECES DETACHEES DE BASE

800.0423 Valve complète



800.0727 Kit Valves + membranes

Kit composé de 2 valves et de 6 membranes



811.0020 Biberon 150 ml



sans
bisphénol-A

810.7062 Bague de fermeture



810.0473 Disque de fermeture



810.0474 Capuchon de biberon



810.0462 Pied support de biberon



PIECES DETACHEES POUR SETS LACTINA ET SYMPHONY

800.0827 Tuyau silicone 5/8 mm pour set Symphony et Lactina



810.0667 Capsule seule pour membrane



820.0094 Membrane seule



820.0078 Joint piston



810.0494 Piston



810.0717 Cylindre avec régulateur de vide



810.0668 Support cylindre



820.0135 Obturateur pour support cylindre




PIECES DETACHEES MINI-ELECTRIC

800.0188 Kit de conversion en Mini Electric

Permet de transformer un tire-lait manuel ou un set d'accessoires pour Lactina en tire-lait Mini Electric

Livré en boîte carton comprenant un moteur et un adaptateur

Garantie 6 mois



920.0015 Adaptateur secteur 230 v



600.0579 Moteur Mini Electric



810.0447 Cache protecteur du filtre

Pour Mini Electric Plus



810.0332 Languette de fermeture du cache protecteur

Pour Mini Electric Plus



PIECES DETACHEES HARMONY

800.0668 Téterelle Personal Fit 24 mm sans connecteur



800.0671 Poignée



800.0845 Connecteur

Convient également pour le Swing



800.0846 Diaphragme + tige



800.0669 Téterelle Soft Fit

Convient également pour le Swing




PIECES DETACHEES POUR SOFTCUP ET SPECIALNEEDS

820.7004 Embout buccal pour SoftCup



800.0452 SpecialNeeds Tétine

Lot de 3 Tétines SpecialNeeds



810.0137 Biberon pour SoftCup



sans
bisphénol-A

800.0069 Valve complète

Pour SoftCup et SpecialNeeds tétine




810.7066 Bague de fermeture



PIECES DETACHEES POUR S.N.S.

811.0007 Bouteille transparente




sans
bisphénol-A


810.0500 Bague filetée



810.0502 Capuchon




600.0155 Cordon




800.0042 Valve complète 0.65 mm - rouge

800.0041 Valve complète 0.75 mm - blanche

800.0044 Valve complète 0.85 mm - transparente



899.0008 Ruban adhésif avec dévidoir



899.0007 Adhésif seul



Conditions Générales de vente Medela France

1. Généralités

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes les ventes et prestations de MEDELA, à l'exclusion de toutes autres conditions d'achat de l'acquéreur que MEDELA n'aurait pas accepté expressément, par écrit, et ce, même en l'absence d'un rejet explicite.

1.2 Le fait de ne pas se réclamer à un moment donné des présentes conditions ne saurait être interprété comme une renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une des quelconques des dites conditions.

2. Conclusion du contrat

2.1 Toute commande ne devient définitive qu'après acceptation du bon de livraison.

2.2 Toutes conventions, accords annexes, avenants ou modifications contractuelles nécessitent pour leur validité d'être pris par écrit.

2.3 MEDELA se réserve le droit de l'annulation totale ou partielle des commandes en fonction de la disponibilité des articles concernés à la date prévue de livraison.

2.4 L'acquéreur ne peut décider de la résolution ou de la modification des commandes confirmées sans l'acceptation expresse du vendeur. En tout état de cause, une demande d'annulation ou de modification qui parviendrait à MEDELA moins de 30 jours avant la date prévue de livraison, ne pourra être prise en considération.

3. Prix

3.1 Les prix des produits MEDELA s'entendent, sauf convention contraire, nets, hors taxes, sans escompte, départ usine (INCOTERMS 1990) et sont libellés en Euro, ils ne comprennent pas l'emballage, ni le transport.

3.2 Toutes prestations supplémentaires ou exceptionnelles correspondant notamment à des demandes de modifications de l'acquéreur sont facturées en sus.

3.3 Les prix MEDELA sont ceux en vigueur le jour de la réception du bon de livraison.

4. Conditions de paiement

4.1 Nos factures sont payables au comptant, sauf mention expresse sur les bons de livraison et factures pour l'acquéreur résidant sur le territoire français. Le règlement des livraisons destinées à d'autres pays s'effectue, sauf dispositions contraires stipulées par écrit, par lettre de crédit irrévocable, confirmée par établissement bancaire.

4.2 Les paiements doivent être effectués sans déduction d'aucune sorte. Toute autre condition de paiement doit faire l'objet d'une convention particulière avec MEDELA.

4.3 Toutes sommes impayées à la date d'échéance mentionnée dans la facture porteront automatiquement un intérêt au taux de 1.5 fois le taux d'intérêt légal. Le non-paiement d'une seule échéance ou plus généralement le non-respect d'une seule de ses obligations par l'acquéreur entraîne l'exigibilité immédiate, sans mise en demeure préalable, de toute somme restant due à cette date, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires éventuellement dus en raison de ce manquement. MEDELA se réserve le droit de suspendre les livraisons dès lors qu'une échéance n'aura pas été respectée ou qu'une livraison demeurera impayée.

5. Transfert des risques / Réserve de propriété

5.1 Les risques du matériel livré sont transférés à l'acquéreur au plus tard à la réception. Néanmoins, si l'expédition est retardée en suite d'une demande de l'acquéreur au moment initialement prévu pour la livraison.

5.2 MEDELA conserve la propriété des matériels, fournitures ou marchandises, notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acquéreur, jusqu'à leur complet paiement. En conséquence, l'acquéreur s'interdit de vendre, céder ou consentir tout droit quelconque sur les matériels à des tiers, sans avoir préalablement porté les présentes conditions générales de vente et de livraison et la clause de réserve de propriété à la connaissance de ces tiers.

5.3 MEDELA pourra, huit jours après la mise en demeure restée sans effet notifier par écrit et sans autre formalité ni délai procéder à la résiliation de plein droit de la vente de ces matériels, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient dus – les sommes déjà versées restant définitivement acquises - exercer une action en revendication soit sur les produits non encore intégralement payés, soit en cas de revente ou de dépossession des produits, sur les créances correspondantes au prix des produits non payés par l'acquéreur, auprès de l'acquéreur, ou de tous ayants cause.

6. Délai de livraison

6.1 Le délai de livraison commence à courir à compter de l'acceptation de la commande par MEDELA.

6.2 Le délai de livraison est raisonnablement prorogé d'une durée librement fixée par MEDELA, en accord avec l'acquéreur, dans les hypothèses suivantes : Les données nécessaires à l'exécution de la commande n'ont pas été communiquées à temps à MEDELA ou ont été modifiées ultérieurement par l'acquéreur ; Les cas de force majeure ou tous autres événements indépendants de la volonté de MEDELA qui rendent une livraison particulièrement difficile, tels que des perturbations de la production, des retards dans le transport, des mesures administratives, quel qu'en soit le motif.

MEDELA se réserve la possibilité de procéder à des livraisons partielles, à moins que de telles livraisons ne présentent aucun intérêt objectif pour l'acquéreur.

7. Retard de livraison

Les dépassements éventuels des délais de livraison ne peuvent être cause d'annulation des commandes en-cours, des retenues de paiements, des refus de prise en charge des marchandises à la livraison, et n'ouvrent pas droit à des dommages et intérêts.

En toute hypothèse, la livraison peut être différée jusqu'à ce que l'acquéreur soit à jour de ses obligations, notamment de paiement, envers MEDELA.

8. Transport et assurance des produits

Les frais engagés pour l'expédition des produits ne sont pas compris dans nos prix.

Les produits sont livrables aux lieux convenus avec l'acquéreur et selon les conditions fixés avec lui.

Quelles que soient les conditions de transport et modalités de règlement de pris, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.

Néanmoins, si l'expédition est retardée pour des motifs imputables à l'acquéreur, les risques sont transférés à l'acquéreur au moment de l'information à l'acquéreur de ce que la marchandise est prête à être livrée. Dans ce cas, les matériels sont entreposés aux seuls frais et risques de l'acquéreur.

9. Vérification et acceptation de la livraison

9.1 L'acquéreur est tenu de vérifier les livraisons et prestations de MEDELA dans un délai qui ne saurait excéder 8 jours à compter de la réception.

En cas de dommages ou d'inexécution de l'une quelconque de ces prestations par MEDELA, l'acquéreur est tenu de l'en aviser immédiatement et par écrit.

Les livraisons sont réputées conformes aux commandes acceptées sauf réclamation expresse, précise et motivée de l'acquéreur fournie dans les 48 heures suivant la date de réception des marchandises.

9.2 En cas de dommage quelconque du matériel livré, l'acquéreur doit donner la possibilité à MEDELA de remédier dans les meilleurs délais aux défauts affectant le matériel.

10. Retours

Tout retour éventuel des marchandises, sous réserve du droit de rétractation lorsqu'il est applicable, est subordonné dans son principe et ses modalités à l'acceptation préalable de MEDELA. Les frais et risques du retour sont à la charge de l'acquéreur.

11. Garantie

MEDELA garantit, outre la garantie des vices cachés, et selon les termes, durée et conditions mentionnées dans l'offre commerciale ou tout autre document contractuel, les matériels contre tout vice de fabrication, à condition que ces matériels n'aient pas été modifiés ou réparés, si ce n'est pas par MEDELA, et qu'ils aient été utilisés et entretenus conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien de MEDELA.

En cas de réparation ou de remplacement d'un matériel, la garantie ci-dessus prendra fin à l'expiration de la garantie initiale.

La garantie de MEDELA cesse de plein droit si, sans autorisation de MEDELA, une modification ou une réparation est effectuée par du personnel non qualifié ou en cas de négligence ou de mauvaise utilisation. La garantie ne couvre pas les conséquences directes ou indirectes résultant de l'utilisation de ces matériels.

12. Tribunaux compétents – Loi applicable

Tous les litiges pouvant résulter de l'interprétation ou de l'exécution des présentes Conditions Générales seront transmises au Tribunal de commerce du siège social de MEDELA.

Les présentes Conditions sont régies par le droit français.

